

Título: Uso de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (nirs) en el programa de mejora genética de olivo. transferencia de calibraciones entre equipos espectrofotométricos nirs"

Alumno: Gracia Torres, Aurelio

Director/es: Esteban Alcántara Vara

Resumen:

Mostrar el incremento de la bondad del ajuste para el equipo Perten, una vez aplicada la estandarización, ya que hemos sido capaces de incrementar notablemente los valores de R^2 , y de disminuir considerablemente los valores de RMSEP, hasta prácticamente equipararlos con los del equipo Foss. En este sentido se puede afirmar que el método PDS es bastante consistente para la realización de transferencias de calibración entre distintos equipos de medida NIRS.